

Poduszki Bakteriostatyczne Zmywalne OPTI-OR



Medyczne poduszki barierowe Opti-Or z unikalną formułą ochrony bakteriostatycznej - doskonała higiena i łatwe odkażanie bez potrzeby prania. Zmywalne poduszki Clinibed® to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują higienicznej, oddychającej i wygodnej poduszki do zastosowań medycznych, domowych oraz komercyjnych. Produkt wykonany jest z wodoodpornego, bakteriostatycznego materiału z powłoką antybakteryjną, który chroni przed rozmnażaniem się drobnoustrojów na powierzchni poduszki, eliminując ryzyko infekcji czy reakcji alergicznych. Może być stosowany jako element profilaktyczny w walce z infekcjami szpitalnymi oraz jako środek ochrony osobistej przed kontaktami z patogenami przenoszonymi drogą kropelkową. Poduszka zmywalna posiada odpowiednią twardość, dzięki czemu zapewnia optymalne wsparcie dla szyi i głowy podczas snu.



Cechy użytkowe: Wodoodporna- stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Oddychalna- ułatwia wymianę powietrza i szybko reguluje ciepłotę ciała. Bakteriostatyk- AG2+ Jon srebra, zabezpieczenie antybakteryjne. Obróbka jonów srebra jest integrowana z masą powłoki poliuretanowej podczas jej produkcji, co gwarantuje ochronę bakteriostatyczną przez cały okres użytkowania. To aktywny proces ochronny przed namnażaniem się i inwazyjnym działaniem zarazków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA (Staphylococcus Aureus). Walka z Multi-Resistant Bacteria. Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. Norma EN 45014



Parametry techniczne: Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem 60% jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne, elastyczne i przyjemne w dotyku. Wypełnienie z pustych włókien OEKO TEX Standard 100 - Global Recycled Standard, zapewnia komfort termiczny. Powłoka poduszki łączona jest specjalnymi szwami wewnętrznymi, całkowicie zabezpieczającymi wypełnienie i gwarantującymi aseptyczność.



Rozmiar : Opti-or 30x30; 40x40; 60x60; 50x60; 60x70; 50x70; 60x80 cm.

Kolory: Niebieski Królewski, Zieleń Medyczna, Biały, Pomarańczowy

Mycie i dezynfekcja poduszek powinna być wykonywana preparatami nie zawierającymi kwasu octowego i chloru ponieważ ogranicza ich czas użytkowania. Producent zaleca dezynfekcję środkami bazie chlorek didecyldimetyloamoniowy oraz środkami na bazie alkoholu lub nadtlenu wodoru. Te preparaty zapewniają szerokie działanie biobójcze i są bezpieczne dla poduszek. W przypadku zwykłego mycia można stosować preparaty myjące dla polipropylenu i poliestru. Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Następnie przetrzyj powierzchnię suchą włókniną. Poduszka nie jest przeznaczona do prania ręcznego lub maszynowego.



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon: +48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09