

Mata ślizgowa Bed Slide z uchwytami

Mata ślizgowa z uchwytami do transportu pacjenta to idealne rozwiązanie dla personelu medycznego, który musi przemieszczać obłożnie chorych pacjentów. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym uchwytom opiekunowie mogą wygodnie i bezpiecznie przemieszczać pacjenta z łóżka na inne miejsce. To narzędzie nie tylko ułatwia pracę personelowi medycznemu, ale także zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo pacjentowi podczas transportu.

Mata ślizgowa BedSlide to pomoc techniczna ułatwiająca obsługę pacjenta, umożliwia podnoszenie go, obracanie i przenoszenie z łóżka na nosze lub wózek inwalidzki. Podkład wykonany z cienkiego i jednocześnie wytrzymałego nylonu, powlekanego silikonem, co sprawia, że materiał jest bardzo śliski, ułatwiając opiekę nad chorym.

Specyfikacja produktu :

Prześcieradło ślizgowe jest wygodnym rozwiązaniem do przemieszczania obłożnie chorych pacjentów. Wyposażone w symetrycznie rozmieszczone uchwyty ułatwiające dwóm opiekunom bezpieczne wykonywanie swoich zadań. Wyrób, z uwagi na dużą wytrzymałość, może być stosowany na oddziałach bariatrycznych.

Wykonany z materiału o niskim współczynniku tarcia, 15% silikon / 85% poliamid łatwy w myciu i dezynfekcji. Kolory niebieski, uchwyty kolor żółty.

Rozmiar :

70x130 cm; 2 uchwyty. Symbol BEDSLIDE30P

70x190 cm; 2 uchwyty. Symbol BEDSLIDE31P

110x130 cm; 4 uchwyty. Symbol BEDSLIDE32P

110x190 cm; 6 uchwytów. Symbol BEDSLIDE33P

Mycie i dezynfekcja: Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej roztworem dezynfekcyjnym. Pranie mechaniczne przy użyciu zwykłych preparatów czyszczących. Maksymalna temperatura prania nie powinna przekraczać 60°C.



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

CLINIBED®

